POSITIONNEMENT UNIVERSEL P914L



▶ DESCRIPTIF

Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m²

INDICATIONS

Aide à la posture.

MODÈLE	REF	Longueur	Largeur	Hauteur
Dispositif de positionnement universel P914L (livré avec housse)	P914L1HW	60 cm	40 cm	13 cm

• Ce dispositif médical de Classe 1 est un produit de santé règlementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE.















- → C'est le support universel par excellence : aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles...
- → Possibilité d'utilisation comme dispositif de calage : au fauteuil de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille.
- → Facilité de mise en place pour l'aidant.
- → Utilisé seul ou en association.

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME MOULÉE

- → Moulage précis du corps et augmentation de la surface corporelle en contact avec le support.
- → Meilleure répartition des pressions : diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, irrigation sanguine facilitée.
- → Confort accru et meilleur maintien du patient.
- →Effet peau obtenu au moulage, protège durablement la mousse des agressions extérieures (déchirement, effritement).
- → De très haute densité, résiste à l'affaissement et à la déformation.









PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE

TISSU ENDUIT DE POLYURÉTHANE BI-EXTENSIBLE :

- → Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
- → Lutte contre les frictions et cisaillements.
- → Souple et doux au toucher (confort).
- → Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération.
- → Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue. → Lavables jusqu'à 95°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid.
- → Traitement d'ignifugation.
- → En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient.



